

Beschreibung

RELATION ist ein Verstärkertelefon mit kräftiger Verstärkung, integrierter Telefonspule und besonders hoher Klangwiedergabe.

Anwendung

RELATION wurde speziell für Menschen mit Hörproblemen entwickelt. Die Telefonspule beseitigt Hintergrundlärm und Hörgeräte-Träger können ohne Rückkopplungsprobleme telefonieren. Alle in der Familie können von dem besonders klaren Klang profitieren.

Eigenschaften

RELATION bietet eine extra hohe akustische Verstärkung sowie ein starkes induktives Magnetfeld mit niedriger Verzerrung und einer flachen Frequenzwiedergabe an. Dadurch wird ein klarer und deutlicher Ton mit einzigartiger Sprachverständlichkeit zugesichert. RELATION bietet die Möglichkeit für direkten Anschluß an FM-Systeme. Die Anrufer ID zeigt dem Benutzer die Nummer des Anrufers bei Rufeingang an. Die Anzeige informiert über eingegangene Nachrichten, die auf Knopfdruck abgehört werden können. RELATIONS großes alphanumerisches LCD-Display, die kontrastreiche Schrift und die ergonomisch geformten Tasten stellen die unkomplizierte Bedienung sicher. Einfachste Handhabung: Der Benutzer stellt nur sein Hörgerät auf Position T (Telefonspule) und beginnt sein Gespräch.

Spezifikationen:

RELATION

Verstärkertelefon mit Telefonspule



Technische Spezifikationen

Akustisch

Maximaler akustischer Output	114 dB SPL @ 1 kHz
Frequenzcharakteristik (+/-3 dB)	390 Hz - 2,8 kHz
Maximale Verzerrung	2% @ 1 kHz (Maximaler Output)

Induktiv

Maximale induktive Feldstärke	31 dB @ 1 kHz rel. 100 mA/m
Frequenzcharakteristik (+/-3 dB)	300 Hz - 3,4 kHz
Maximale Verzerrung	1,5% @ 1 kHz (Maximaler Output)

Funktionen

Direkten Anschluß für FM-Systeme
Anrufer-ID (61 mögliche Speicherungen)*
Anzeige über eingegebene Nachrichten*
3 Schnell-Abruf-Tasten
10 Kurzwahlnummern
Wahlwiederholung
Externer Lautsprecher
Alphanumerisches Display mit Symbolen
Sprachenwahl
Telefonbuch (70 mögliche Speicherungen)

Design

Farbe	Anthrazit
Größe (BxHxT)	20,5 x 21 x 9,5 cm
Gewicht	1,3 kg

* Hängt von dem Telefonservice-Anbieter ab

Zubehör



Alkaline AA Penlight
1,5V Batterien
4 Batterien werden
gebraucht



Stromversorgung

Phonic Ear®

SENNHEISER

Website: www.sennheiser.de

• Kostenlose Rufnummer: **0800/1844736**